





Fiche technique REF 68.99.65

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.99.65	Maxpander vis pour modelage avec en croix	
Unité de vente	boîte/4	No. de douane	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826466589
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Poids (kg)	0,002	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		