






Fiche technique REF 68.99.66

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.99.66	Maxpander Vis à ancre auto-f 2.0 Mini	
Unité de vente	boîte/4	No. de douane	90211090
GMDN	64609	GTIN	04046826466886
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	16-101
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,008	Mode d'emploi	G686690
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06
  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		