



Fiche technique REF 68.99.67

11.12.2025

Données générales			
Référence	68.99.67	Maxpander Module de fixation du ligament dentaire	
Unité de vente	boîte/2	No. de douane	90189084
GMDN	64609	GTIN	04046826473105
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	15-964
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G686690
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK06



Medicon médias

Image principale

Image détaillée

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)