



## Fiche technique REF 681.05.00

11.12.2025

Données générales			
Référence	681.05.00	manche axial métale a/ressort d'ecartement et crém	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	47829	GTIN	04046826307370
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	11-779
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Poids (kg)	0,092	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias

## Image principale

## Image détaillée



## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Poignée	1.4021 (X20Cr13)
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)