




Fiche technique REF 681.06.15

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|----------------------------------|---|----------------|
| Référence | 681.06.15 | tige tubulaire Ø 10mm 33cm isolée p réduction à 5mm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 33596 | GTIN | 04046826424664 |
| Classe de risque | 2b (EU MDD) | Code UMDNS | 11-502 |
| Classification | 9 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Poids (kg) | 0,048 | Mode d'emploi | G6810101 |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK04 |
|  | | | |
| Medicon médias | | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
| | | | |
| Dimensions | Ø 10mm 33cm 5mm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | PPSU (Polyphenylsulfon) | | |