








Fiche technique REF 683.05.03

11.12.2025

Données générales			
Référence	683.05.03	Porte-aiguille droite courbe ressort d'expansion pointé Ø 5mm HM	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826307516
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-779
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Poids (kg)	0,141	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	Ø 5mm	Revêtement	Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Poignée	PA6.6GF30 (Polyamid mit 30% Glasfaseranteil)		
Autres	K40 (WcCo)		