





Fiche technique REF 684.04.04

11.12.2025

| Données générales | | | |
|--|--|--|---|
| Référence | 684.04.04 | disecteur concave Ø 5mm pivot action double a/crém | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 33596 | GTIN | 04046826307790 |
| Classe de risque | 2b (EU MDD) | Code UMDNS | 11-502 |
| Classification | 9 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Poids (kg) | 0,107 | Mode d'emploi | G6810101 |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK04 |
|  | | | |
| Medicon médias | | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Dimensions | Ø 5mm | Revêtement | Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Vis | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Poignée | PA6.6GF30 (Polyamid mit 30% Glasfaseranteil) | | |
| Autres | PPSU (Polyphenylsulfon) | | |