





Fiche technique REF 684.04.09

11.12.2025

Données générales			
Référence	684.04.09	pince p saisir del Ø5mm stree pivot action singulaire a/crém	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	33596	GTIN	04046826307844
Classe de risque	2b (EU MDD)	Code UMDNS	11-502
Classification	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,108	Mode d'emploi	G6810101
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK04
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 5mm	Revêtement	Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Poignée	PA6.6GF30 (Polyamid mit 30% Glasfaseranteil)		
Autres	PPSU (Polyphenylsulfon)		