








## Fiche technique REF 69.02.26

11.12.2025

Données générales			
Référence	69.02.26	Cassette d'instruments et d'implants Le système du FMI	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12143	GTIN	04046826400156
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	12-142
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Poids (kg)	16,400	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions		Revêtement	Lors de l'anodisation, une couche de métal dur est créée sur les composants en aluminium par enrichissement en titane
<b>Conditions de stockage</b>			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
<b>Matériaux</b>			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.3547 (AlMg4,5Mn)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	PPSU (Polyphenylsulfon)		