



## Fiche technique REF 69.03.00

11.12.2025

Données générales			
Référence	69.03.00	Plateau extérieur avec 1 compartiment de stockage p Plateaux d'instruments et 2.4 Verrouillage	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12143	GTIN	04046826353384
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Poids (kg)	1,050	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias

Image principale

Image détaillée



Dimensions		Revêtement	Lors de l'anodisation, une couche de métal dur est créée sur les composants en aluminium par enrichissement en titane
------------	--	------------	---

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	3.3547 (AlMg4,5Mn)
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)