







Fiche technique REF 70.30.41

11.12.2025

Données générales			
Référence	70.30.41	Yasargil Griffe de tissu 1.0mm 19cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826492878
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-797
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Poids (kg)	0,051	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	1.0mm 19cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4305 (X8CrNiS18-9)		