







Fiche technique REF 70.35.18

11.12.2025

Données générales			
Référence	70.35.18	Yasargil Pincés-cuillères Ø 2.2mm 19cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826492762
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-800
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,040	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	Ø 2.2mm 19cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		