







Fiche technique REF 70.35.44

11.12.2025

Données générales			
Référence	70.35.44	Hardy curette Malléable Ø 4mm 26cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	47525	GTIN	04046826492748
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-084
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Poids (kg)	0,045	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	Ø 4mm 26cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		