







Fiche technique REF 70.50.51

11.12.2025

Données générales			
Référence	70.50.51	Scoville Crochet de maintien coudé vers le bas 14.5cm 90° 8mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826492984
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-393
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,055	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	14.5cm 90° 8mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		