






## Fiche technique REF 70.50.62

11.12.2025

Données générales			
Référence	70.50.62	Crochet de maintien 22cm 4mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826492960
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-393
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,080	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01-1
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	22cm 4mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		