







Fiche technique REF 70.50.64

11.12.2025

Données générales			
Référence	70.50.64	Love Crochet de maintien court 4mm 18cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826492953
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-393
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,078	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	4mm 18cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		