







## Fiche technique REF 70.54.18

11.12.2025

Données générales			
Référence	70.54.18	Caspar Crochet de maintien 8mm 24cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826492908
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-393
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,035	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	8mm 24cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		