





## Fiche technique REF 708.01.11

11.12.2025

Données générales			
Référence	708.01.11	taraud Ø 12.5mm 22cm p DHPS	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32390	GTIN	04046826354800
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	11-331
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,074	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.63 (catalogue Ortopédia )		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 12.5mm 22cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		