



Fiche technique REF 709.30.15

11.12.2025

Données générales			
Référence	709.30.15	Tournevis hexagonal 2.5mm 20cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826357009
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-517
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	2.5mm 20cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Partie principale	1.4034 (X46Cr13)		
Vis	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Poignée	PPSU (Polyphenylsulfon)		
Autres	1.4034 (X46Cr13)		