






Fiche technique REF 709.30.19

11.12.2025

Données générales			
Référence	709.30.19	Manchon de maintien p VisØ 2.7/3.5/4.0mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	47831	GTIN	04046826357047
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-224
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 2.7/3.5/4.0mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		