





Fiche technique REF 709.30.44

11.12.2025

Données générales			
Référence	709.30.44	taraud 70mm p 2.0mm p accouplement rapide	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32390	GTIN	04046826379872
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	11-331
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,003	Mode d'emploi	G930100
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	70mm 2.0mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4034 (X46Cr13)		