






## Fiche technique REF 71.11.13

11.12.2025

Données générales			
Référence	71.11.13	Medicon Adénotome 23.5cm Fig 3	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	10025	GTIN	04046826129590
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-025
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Poids (kg)	0,098	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK12-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL )		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	23.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		