







## Fiche technique REF 71.11.90

11.12.2025

| Données générales   |                                  |   |                         |
|---|----------------------------------|---|-------------------------|
| Référence   | 71.11.90                         | Lame pour adénotome 10mm Fig 0  |                         |
| Unité de vente  | pièce                            | No. de douane   | 90189084                |
| GMDN  | 10025                            | GTIN  | 04046826129644          |
| Classe de risque  | 1r (EU MDR)                      | Code UMDNS  | 10-025                  |
| Classification  | 6 (EU MDR)                       | Base UDI-DI   | 4046826;B;R001;02;ag;37 |
| Poids (kg)  | 0,002                            | Mode d'emploi   | GATDR00X                |
| Sans latex  | non applicable                   | Instructions de retraitement  | MPK01-1                 |
|   |                                  |   |                         |
| Medicon médias  | 450.00.37 (catalogue ORL )       |   |                         |
| Image principale  |                                  | Image détaillée   |                         |
|   |                                  |  |                         |
| Dimensions  | 10mm                             | Revêtement  |                         |
| Conditions de stockage  |                                  |   |                         |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |                                  |   |                         |
| Matériaux   |                                  |   |                         |
|   | N° de matériau (Désignation DIN) |   |                         |
| Partie principale   | 1.4310 (X10CrNi18-8)             |   |                         |