



## Fiche technique REF 71.34.61

11.12.2025

Données générales			
Référence	71.34.61	Beckmann curette à adénoïde avec Panier 21.5cm Fig 2	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	33449	GTIN	04046826129781
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	16-583
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Poids (kg)	0,065	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1



Medicon médias 450.00.37 (catalogue ORL )

## Image principale

## Image détaillée



Dimensions	21.5cm	Revêtement	
------------	--------	------------	--

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)