







Fiche technique REF 71.34.62

11.12.2025

Données générales			
Référence	71.34.62	Beckmann curette à adénoïde avec Panier 21.5cm Fig 3	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	33449	GTIN	04046826129798
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	16-583
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Poids (kg)	0,065	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	21.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		