







Fiche technique REF 71.34.66

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| Référence | 71.34.66 | Beckmann curette à adénoïde avec Panier 21.5cm Fig 6 | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 33449 | GTIN | 04046826129828 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 16-583 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R001;02;ag;37 |
| Poids (kg) | 0,067 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK23-1 |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.37 (catalogue ORL) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | |  | |
| Dimensions | 21.5cm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale Poignée | 1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |