







## Fiche technique REF 71.45.13

11.12.2025

Données générales			
Référence	71.45.13	Katz curette à adénoïde 22cm Fig 2	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	33449	GTIN	04046826129934
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	16-583
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Poids (kg)	0,055	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK12-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL )		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	22cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		