







Fiche technique REF 71.48.12

11.12.2025

Données générales			
Référence	71.48.12	St.Clair Thomson curette à adénoïde 23.5cm Fig 2	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	33449	GTIN	04046826130107
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	16-583
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Poids (kg)	0,090	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	23.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		