






## Fiche technique REF 711.30.27

11.12.2025

| Données générales   |                                  |                                |                |
|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Référence   | 711.30.27                        | fraise 115mm p vis Ø 4.5/6.5mm |                |
| Unité de vente  | pièce                            | No. de douane                  | 90189084       |
| GMDN  | 16462                            | GTIN                           | 04046826361549 |
| Classe de risque  | 2a (EU MDD)                      | Code UMDNS                     | 11-331         |
| Classification  | 6 (EU MDD)                       | Base UDI-DI                    |                |
| Poids (kg)  | 0,018                            | Mode d'emploi                  | G7080000       |
| Sans latex  | non applicable                   | Instructions de retraitement   | MPK02          |
|   |                                  |                                |                |
| Medicon médias  | 450.00.63 (catalogue Ortopédia ) |                                |                |
| Image principale  |                                  | Image détaillée                |                |
|    |                                  |                                |                |
| Dimensions  | 115mm Ø 4.5/6.5mm                | Revêtement                     |                |
| Conditions de stockage  |                                  |                                |                |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |                                  |                                |                |
| Matériaux   |                                  |                                |                |
|   | N° de matériau (Désignation DIN) |                                |                |
| Partie principale   | 1.4021 (X20Cr13)                 |                                |                |