





## Fiche technique REF 711.30.31

11.12.2025

Données générales			
Référence	711.30.31	taraud 175mm p 4.5mm calibré	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32390	GTIN	04046826361587
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	11-331
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,012	Mode d'emploi	G930100
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.63 (catalogue Ortopédia )		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	175mm 4.5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4034 (X46Cr13)		