





Fiche technique REF 712.45.53

11.12.2025

Données générales			
Référence	712.45.53	fraise 160mm p vis cannulée Ø 4.5mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	16462	GTIN	04046826365066
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	11-331
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,016	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.63 (catalogue Ortopédia)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	160mm Ø 4.5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		