








Fiche technique REF 72.25.37

11.12.2025

Données générales			
Référence	72.25.37	Henke Dissecteur d'amygdales d/e24.0cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12255	GTIN	04046826131173
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	14-070
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Poids (kg)	0,041	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK12-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	24.0cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)		