







Fiche technique REF 72.40.18

11.12.2025

Données générales			
Référence	72.40.18	White Pincés à saisir les amygdales 18cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826131241
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	14-070
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Poids (kg)	0,051	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	18cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		