



Fiche technique REF 72.40.50

11.12.2025

Données générales			
Référence	72.40.50	Tyding Pincés à saisir les amygdales coudé vers le bas 2x2 dents 21cm 2x2Z	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62468	GTIN	04046826131302
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	14-070
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Poids (kg)	0,070	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1



Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL)
----------------	----------------------------

Image principale

Image détaillée



Dimensions	21 cm	Revêtement	
------------	-------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)