



Fiche technique REF 72.50.97

11.12.2025

Données générales			
Référence	72.50.97	Fil de fer préformée Ø 0.40mm P/100	
Unité de vente	boîte/100	No. de douane	90189084
GMDN	13632	GTIN	04046826131500
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-632
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;06;ah;59
Poids (kg)	0,016	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01-1



Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL)
----------------	----------------------------

Image principale

Image détaillée



Dimensions	Ø 0.40mm	Revêtement	
------------	----------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4310 (X10CrNi18-8)