






Fiche technique REF 72.50.99

11.12.2025

Données générales			
Référence	72.50.99	Fil de fer préformée Ø 0.50mm P/100	
Unité de vente	boîte/100	No. de douane	90189084
GMDN	13632	GTIN	04046826131524
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-632
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;06;ah;59
Poids (kg)	0,024	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 0.50mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4310 (X10CrNi18-8)		