






## Fiche technique REF 72.95.19

11.12.2025

Données générales			
Référence	72.95.19	Canule d'amygdale coudé vers le bas Luer Lock Ø 0.8mm 12cm 90° LL	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90183900
GMDN	60909	GTIN	04046826131647
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	15-206
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,024	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03
			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL )		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 0.8mm 12cm 90°	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Poignée	2.0401 (CuZn39Pb3)		