








Fiche technique REF 73.11.35

11.12.2025

Données générales			
Référence	73.11.35	Jackson Laryngoscope Pincés à biopsie coupe transversale 28cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	11775	GTIN	04046826131708
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	16-270
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;04;ag;3V
Poids (kg)	0,035	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	28cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		