








## Fiche technique REF 73.12.17

11.12.2025

Données générales			
Référence	73.12.17	Jackson Laryngoscope Pince Coudé vers le haut 35cm Ø 2mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	11775	GTIN	04046826131739
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	16-270
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Poids (kg)	0,040	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL )		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	35cm Ø 2mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		