



Fiche technique REF 73.17.08

11.12.2025

Données générales			
Référence	73.17.08	Laryngoscope Pincés-cuillères gauche courbe ouverture horizontale Ø 2mm 23cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826132248
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	16-270
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,040	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL)
----------------	----------------------------

Image principale

Image détaillée



Dimensions	Ø 2mm 23cm	Revêtement	
------------	------------	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
--	----------------------------------

Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)