



Fiche technique REF 73.17.09

11.12.2025

Données générales			
Référence	73.17.09	Laryngoscope Pincès-cuillères ovale 23cm ger 3x5mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826132255
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	16-270
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,040	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias 450.00.37 (catalogue ORL)

Image principale

Image détaillée



Dimensions 23cm ger 3x5mm Revêtement

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)