








## Fiche technique REF 73.17.43

11.12.2025

Données générales			
Référence	73.17.43	Laryngoscope Pincès-cuillères gauche courbe Ø 1mm 23cm Mikro	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826132552
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	16-270
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,040	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL )		
Image principale		Image détaillée	
  			
Dimensions	Ø 1mm 23cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Poignée	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	1.4301 (X5CrNi18-10)		