



## Fiche technique REF 73.17.44

11.12.2025

Données générales			
Référence	73.17.44	Laryngoscope Pincés-cuillères droite plié vers le haut Ø 1mm 23cm Mikro	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826132569
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	16-270
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Poids (kg)	0,040	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias 450.00.37 (catalogue ORL )

## Image principale

## Image détaillée



Dimensions Ø 1mm 23cm

Revêtement

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

## N° de matériau (Désignation DIN)

Partie principale 1.4021 (X20Cr13)  
Vis 1.4305 (X8CrNiS18-9)