



## Fiche technique REF 73.17.55

11.12.2025

Données générales			
Référence	73.17.55	Laryngoscope pince à saisir cranté gauche plié vers le haut 23cm Mikro	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826132637
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	16-270
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Poids (kg)	0,040	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL )
----------------	----------------------------

## Image principale

## Image détaillée



Dimensions	23cm	Revêtement	
------------	------	------------	--

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)