



Fiche technique REF 73.17.75

11.12.2025

Données générales			
Référence	73.17.75	Laryngoscope Ciseaux plié vers le haut arbre plié vers le haut 23cm 45°	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	46421	GTIN	04046826132736
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	16-270
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Poids (kg)	0,040	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias 450.00.37 (catalogue ORL)

Image principale

Image détaillée



Dimensions 23cm 45°

Revêtement

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

N° de matériau (Désignation DIN)

Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)