






Fiche technique REF 73.17.81

11.12.2025

Données générales			
Référence	73.17.81	tube d'aspiration laryngée plié vers le haut Ø 3mm 25cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826132774
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	15-206
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,020	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK02
			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	Ø 3mm 25cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		