







## Fiche technique REF 73.44.06

11.12.2025

Données générales			
Référence	73.44.06	Seiffert embout laryngien	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826134587
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	16-270
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Poids (kg)	0,006	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL )		
Image principale		Image détaillée	
			
<b>Conditions de stockage</b>			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
<b>Matériaux</b>			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		