







Fiche technique REF 73.47.12

11.12.2025

Données générales			
Référence	73.47.12	Miroir laryngé Ø 12mm Fig 1 P/5	
Unité de vente	boîte/5	No. de douane	90189084
GMDN	33431	GTIN	04046826134860
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	12-549
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;01;XD
Poids (kg)	0,039	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 12mm	Revêtement	Revêtement par évaporation sur les miroirs laryngés
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	GLAS (Glas)		