







## Fiche technique REF 73.47.18

11.12.2025

Données générales			
Référence	73.47.18	Miroir laryngé Ø 18mm Fig 4 P/5	
Unité de vente	boîte/5	No. de douane	90189084
GMDN	33431	GTIN	04046826134891
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	12-549
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;01;XD
Poids (kg)	0,044	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL )		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	Ø 18mm	Revêtement	Revêtement par évaporation sur les miroirs laryngés
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	GLAS (Glas)		