






Fiche technique REF 73.47.50

11.12.2025

Données générales			
Référence	73.47.50	Manche de miroir laryngé10cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	33431	GTIN	04046826134969
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	12-549
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;01;XD
Poids (kg)	0,020	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	10cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		